


CATALOGO

Lentes
Soluciones - Accesorios



Interlenco, S.A.

C/ Hermenegildo Bielsa 18, Local.
28026 Madrid
España

CONTACTA CON NOSOTROS

Administración: administracion@interlenco.es

Pedidos: pedidos@interlenco.es

Servicios profesionales: tecnico@interlenco.es

Cursos de formación: formacion@interlenco.es

Tlfn. (+34) 91 534 10 79

WhatsApp (+34) 619 337 759

Síguenos en:



www.interlenco.es

LENTES DE FABRICACIÓN:



LENTES DE FABRICACIÓN:

BLANDAS CONVENCIONALES

Producto	Compensación	Materiales		Parámetros	Parámetros RX
Veraflex	Esférica	38%	49%	Rb: NEG. 8.40 / 9.00 Pasos 0.30 Rb: POS. 8.40 / 8.80 Pasos 0.20 Ø: 13.00 / 14.00 Esf: ±15.00 Pasos 0.25	Rb: NEG. 7.80 / 9.60 Pasos 0.30 Rb: POS. 7.80 / 9.40 Pasos 0.20 Ø: 12.50 / 15.50 Pasos 0.50 Esf: ±25.00 Pasos 0.25
Vial 1 lente					
Veratoric	Tórica	38%	49%	Rb: 8.10 / 9.10 Pasos 0.10 Ø: 14.00 / 14.50 Esf: ±15.00 Pasos 0.25 Cil: Hasta -3.50 pasos 0.25 / 5º	Rb: 7.80 / 9.40 Pasos 0.10 Ø: 13.00 / 15.50 Pasos 0.50 Esf: ±25.00 Pasos 0.25 Cil: Hasta -6.00 pasos 0.25 / 5º
Vial 1 lente					
Veratorex	Tórica	38%		Rb: 8.10 / 9.30 Pasos 0.30 Ø: 13.00 / 14.00 Esf: Hasta -15.00 Pasos 0.25 Cil: Hasta -3.25 pasos 0.25 / 5º	/
Vial 1 lente					
Verapresby	Multifocal	38%	49%	Rb: 8.10 / 9.10 Pasos 0.10 Ø: 14.00 Esf: ±15.00 Pasos 0.25 Add: Hasta +4.00 Pasos 0.25	Rb: 7.80 / 9.40 Pasos 0.10 Ø: 13.00 / 15.00 Pasos 0.50 Esf: ±25.00 Pasos 0.25 Add: Hasta +6.00 Pasos 0.25
Vial 1 lente					
Verapresby Tórica	Multifocal / Tórica	38%	49%	Rb: 8.10 / 9.10 Pasos 0.10 Ø: 14.00 Esf: ±15.00 Pasos 0.25 Cil: Hasta -3.50 pasos 0.25 / 5º Add: Hasta +4.00 Pasos 0.25	Rb: 7.80 / 9.40 Pasos 0.10 Ø: 13.00 / 15.00 Pasos 0.50 Esf: ±25.00 Pasos 0.25 Cil: Hasta -6.00 pasos 0.25 / 5º Add: Hasta +6.00 Pasos 0.25
Vial 1 lente					
Verapost	Geometría Inversa	49%		Rb: 8.10 / 9.10 Pasos 0.10 Ø: 14.00 Esf: ±15.00 Pasos 0.25 Cil: Hasta -3.50 pasos 0.25 / 5º Add: Hasta +4.00 Pasos 0.25	/
Vial 1 lente					

BLANDAS TRIMESTRALES

Producto	Compensación	Materiales		Parámetros	Parámetros RX
Veralens Esf.	Esférica	38%	49%	Rb: NEG. 8.40 / 9.00 Pasos 0.30 Rb: POS. 8.40 / 8.80 Pasos 0.20 Ø: 13.00 / 14.00 Esf: ±15.00 Pasos 0.25	Rb: NEG. 7.80 / 9.60 Pasos 0.30 Rb: POS. 7.80 / 9.40 Pasos 0.20 Ø: 12.50 / 15.50 Pasos 0.50 Esf: ±25.00 Pasos 0.25
Caja 4 lentes					
Veralens Toric	Tórica	38%	49%	Rb: 8.10 / 9.10 Pasos 0.10 Ø: 14.00 / 14.50 Esf: ±15.00 Pasos 0.25 Cil: Hasta -3.50 pasos 0.25 / 5º	Rb: 7.80 / 9.40 Pasos 0.10 Ø: 13.00 / 15.50 Pasos 0.50 Esf: ±25.00 Pasos 0.25 Cil: Hasta -6.00 pasos 0.25 / 5º
Caja 4 lentes					
Veralens Torex	Tórica	38%		Rb: 8.10 / 9.30 Pasos 0.30 Ø: 13.00 / 14.00 Esf: Hasta -15.00 Pasos 0.25 Cil: Hasta -3.25 pasos 0.25 / 5º	/
Caja 4 lentes					
Veralens Presby	Multifocal	38%	49%	Rb: 8.10 / 9.10 Pasos 0.10 Ø: 14.00 Esf: ±15.00 Pasos 0.25 Add: Hasta +4.00 Pasos 0.25	Rb: 7.80 / 9.40 Pasos 0.10 Ø: 13.00 / 15.00 Pasos 0.50 Esf: ±25.00 Pasos 0.25 Add: Hasta +6.00 Pasos 0.25
Caja 4 lentes					
Veralens Presby Toric	Multifocal / Tórica	38%	49%	Rb: 8.10 / 9.10 Pasos 0.10 Ø: 14.00 Esf: ±15.00 Pasos 0.25 Cil: Hasta -3.50 pasos 0.25 / 5º Add: Hasta +4.00 Pasos 0.25	Rb: 7.80 / 9.40 Pasos 0.10 Ø: 13.00 / 15.00 Pasos 0.50 Esf: ±25.00 Pasos 0.25 Cil: Hasta -6.00 pasos 0.25 / 5º Add: Hasta +6.00 Pasos 0.25
Caja 4 lentes					

LENTES DE FABRICACIÓN:

GAS PERMEABLES

Producto	Compensación	Materiales			Parámetros
VPM - E	Esférica	Fluor 30	Fluor 60	HDS 100	Rb: 6.00 / 9.00 Pasos 0.05 Ø: 8.50 / 10.20 Pasos 0.10 Esf: ±25.00 Pasos 0.25
VPM - T	Tórica	Fluor 30	Fluor 60	HDS 100	Rb: 6.00 / 9.00 Pasos 0.05 Ø: 8.50 / 10.20 Pasos 0.10 Esf: ±25.00 Pasos 0.25 Cil: -0.25 / -6.00 pasos 0.25 Eje: 0º / 180º
VPM - M	Multifocal	Fluor 30	Fluor 60	HDS 100	Rb: 6.00 / 9.00 Pasos 0.05 Ø: 8.50 / 10.20 Pasos 0.10 Esf: ±25.00 Pasos 0.25 Add: +0.25 / +6.00 pasos 0.25
VPM LINE - E	Esférica	Fluor 30	Fluor 60	HDS 100	Rb: 6.00 / 9.00 Pasos 0.05 Ø: 9.50 / 12.70 Pasos 0.10 Esf: ±25.00 Pasos 0.25
VPM LINE - M	Multifocal	Fluor 30	Fluor 60	HDS 100	Rb: 6.00 / 9.00 Pasos 0.05 Ø: 9.50 / 12.70 Pasos 0.10 Esf: ±25.00 Pasos 0.25 Add: +0.25 / +6.00 pasos 0.25
VERAORTO	Ortoqueratología	HDS 100			Rb: 7.00 / 9.50 Pasos 0.05 Ø: 9.50 / 11.50 Pasos 0.10 Esf: -4.00 Cil: -1.00

SET DIAGNÓSTICO

Producto	Nº Lentes
VPM	14
VPM - LINE	12

LENTES ESPECIALES:



Lentes de Contacto Paragon CRT®

La ciencia de la corrección visual nocturna

¿QUÉ CAUSA LA MIOPIA?

La **miopía**, es un problema de visión común, en el cual los objetos a distancia se ven borrosos y fuera de enfoque.





Las causas de la miopía pueden ser tanto genéticas como ambientales. ² Menos tiempo al aire libre y enfocar de cerca por largos periodos de tiempo en actividades como leer, uso del celular y/o tableta podrían incrementar la incidencia de la miopía. ³ Estos factores pueden causar la elongación del ojo, impidiendo que los rayos de luz enfoquen correctamente en la retina. Causando visión borrosa comúnmente asociada con la miopía

¿Cómo funciona Paragon CRT®?


Los lentes de contacto Paragon CRT® son una opción para el tratamiento de la miopía completamente reversible y sin necesidad de cirugía.

Estos lentes son especialmente diseñados para su uso nocturno y corregir la miopía mientras duermes.


Así es como funcionan...



Los lentes de contacto Paragon CRT® son seleccionados para corregir las necesidades específicas del paciente miope. En la noche los lentes se colocan antes de dormir.



Los lentes Paragon CRT® están diseñados para ser usados durante la noche de forma segura. Estos lentes corrigen suavemente la curvatura de la córnea mientras el paciente duerme.



Por la mañana, cuando los lentes de contacto se retiran, la córnea mantiene su forma corregida a lo largo del día, haciendo que los rayos de luz se enfoquen correctamente en la retina. Logrando que el paciente tenga una visión clara sin necesidad de gafas o lentes de contacto.

Los lentes Paragon CRT® son una opción aprobada por la FDA americana y utilizados en mas de 50 países alrededor del mundo.

Para más información, pregunta a tu Optometrista certificado o visita ParagonVision.com.

PARAGON
CRT®





¹ Wojciechowski, R. (2011). Nature and nurture: the complex genetics of myopia and refractive error. Clinical genetics, 79(4), 3.
T. R. Fricke, D. A. Wilson, M. Jong, K. S. Naidoo, P. Sankaridurg, T. Y. Wong, T. J. Naduvilath and S. Resnikoff (2016), "Global

Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050," Ophthalmology 123(5): 1036-1042.

Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050," Ophthalmology 123(5): 1036-1042.



PERSONALIZACIÓN



LENTES ESPECIALES:

PARAGON

Producto	Compensación	Material	Diseño
CRT	Ortoqueratología	HDS 100	Esférico
CRT DUAL AXIS	Ortoqueratología	HDS 100	Tórico

PROCORNEA

Producto	Compensación	Material	Diseño
BYO PREMIUM MC	DP	Ultima SiHi / GM3	Esférico
BYO PREMIUM MCT	DP	Ultima SiHi / GM3	Tórico
SENSO EASY	Cornea Irregular	Boston XO	Tórico
SENSO EASY ZOOM	Cornea Irregular	Boston XO	Tórico - Multifocal
SENSO MINI ESCLERA	Cornea Irregular	Boston XO / XO2	Tórico
SENSO FULL ESCLERA PT	Cornea Irregular	Boston XO2 / Equa 2	Tórico
SENSO FULL ESCLERA PFT	Cornea Irregular	Boston XO2 / Equa 2	Tórico

SET DIAGNÓSTICO

Producto	Nº Lentes
DDS CRT	100
DDS CRT	136
SET SENSO EASY	10
SET SENSO MINI	14
SET SENSO FULL ESCLERA	9

SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO:



EVER CLEAN PLUS

Peróxido de hidrógeno al 3% con un **nuevo comprimido que incorpora un agente biotecnológico para una eliminación de los lípidos que se adhieren a las lentes de contacto.**

Elimina también las proteínas, humecta, desinfecta y neutraliza en tan solo 2 horas, sin frotar ni aclarar. Sin conservantes.

Con Povidona, lubricante que mejora la satisfacción y el confort del usuario con sus lentes.

Compatible con todo tipo de lentes de contacto blandas (incluidas hidrogel de silicona) y RPG (incluidas orto-k).



SIN
CONSERVANTES

FUNCIONES:

LIMPIEZA DE LÍPIDOS


DESINFECCIÓN



LIMPIEZA DE PROTEÍNAS

HUMECTACIÓN

COMPRIMIDO INNOVADOR



1

CAPA SUPERIOR

El comprimido bi-capa contiene agentes biotecnológicos que eliminan los lípidos que se adhieren a las lentes de contacto.

2

CAPA VERDE

- Con un agente específico que permite una liberación prolongada de la catalasa y que controla la neutralización del H_2O_2 .
- Povidona.
- Catalasa: Neutralizante del H_2O_2 .
- Clorofilina y Riboflavina: Indicadores naturales de color.
- Borax-bórico.
- Cloruro sódico.

FORMATOS:

- 1) 60 ml
- 2) 225 ml + 30 c

- 3) 350 ml + 45 c
- 4) 2 x 350 ml + 90 c

SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO:

SOLUCIONES ÚNICAS			UNIDADES
VERALENT UNICA 350 ML			24
VERALENT UNICA KIT 60 ML			12
ALL CLEAN SOFT 350 ML			24
ALL CLEAN SOFT 100 ML			32
ALVERA 350 ML			24
ALVERA 100 ML			32
REGARD 355 ML			24
REGARD 100 ML			32
UNICA SENSITIVE 350 ML			24
UNICA SENSITIVE UNIDOSE 10X10			12
PERÓXIDOS			UNIDADES
EVER CLEAN PLUS 350 ML + 45 CPS			12
EVER CLEAN PLUS 2x350 ML + 90 CPS			12
EVER CLEAN ESCLERAL 300 ML + 30 CPS			12
NOVOXY ONE STEP BIO 250 ML + 30 CPS			14
GP's			UNIDADES
VERALENT GP LIMPIADOR			5
VERALENT GP HUMECTANTE			5
GOTAS HUMECTANTES			UNIDADES
VERALENT LÁGRIMA MONODOSIS			10
VERALENT LÁGRIMA 15ml			12
LACRIFRESH OCU-DRY 0,10% APTAR 10ml			24
LACRIFRESH OCU-DRY 0,20% 20 X 0,40ml			10
LACRIFRESH OCU-DRY 0,20% APTAR 10ml			24
LACRIFRESH OCU-DRY 0,30% 20 X 0,40ml			10
LACRIFRESH OCU-DRY 0,30% APTAR 10ml			24
OZEAN APTAR 10ml			24
LACRIFRESH ALOE 10ml			24
OTROS			UNIDADES
LIPID CLEAN 60 ML			20
ENZYME 10 CPS			32
AVIZOR SALINE 350 ML			24
SALINE UNIDOSE 30 X 5ml			18
EYEWASH 250ml			12

Para valoración de productos fuera de esta tarifa (Interlenco es distribuidor de los productos de AVIZOR) o valorar precios por escalados, contacte con nosotros.

LENTES DESECHABLES:



LENTES MOLDEADAS:

DESECHABLES MENSUALES

Producto	Compensación	Materiales	Parámetros	Potencia
Veralens 55	Asférica	Ocufilcon D 55%	Rb: NEG. 8.60 / 8.90 Rb: POS. 8.80 Ø: 14.20	Esf: +8.00 / +5.00 Pasos 0.50 Esf: +5.00 / -6.00 Pasos 0.25 Esf: -6.00 / -10.00 Pasos 0.50
Caja 3 lentes				
Veralens 55 toric	Tórica	Ocufilcon D 55%	Rb: 8.70 Ø: 14.50 Cil: -0.75 / -2.25 p. 0.50 / 10º	Esf: +6.00 / +5.00 Pasos 0.50 Esf: +5.00 / -6.00 Pasos 0.25 Esf: -6.00 / -9.00 Pasos 0.50
Caja 3 lentes				
Verasilicon	Asférica	Fanfilcon A 45%	Rb: NEG. 8.50 Rb: POS. 8.40 Ø: 14.20	Esf: +8.00 / +5.00 Pasos 0.50 Esf: +5.00 / -6.00 Pasos 0.25 Esf: -6.00 / -12.00 Pasos 0.50
Caja 6 lentes				
Verasilicon Toric	Tórica	Fanfilcon A 45%	Rb: 8.50 Ø: 14.50 Cil: -0.75 / -1.75 p. 0.50 / 10º	Esf: +6.00 / +5.00 Pasos 0.50 Esf: +5.00 / -6.00 Pasos 0.25 Esf: -6.00 / -9.00 Pasos 0.50
Caja 6 lentes				
Eyesoft	Asférica	Hioxifilcon A 55%	Rb: 8.60 Ø: 14.20	Esf: +12.00 / +4.00 Pasos 0.50 Esf: +4.00 / -6.00 Pasos 0.25 Esf: -6.00 / -12.00 Pasos 0.50
Caja 3 lentes				
Eyesoft High	Asférica	Hioxifilcon A 55%	Rb: 8.60 Ø: 14.20	Esf: -12.00 / -20.00 Pasos 0.50
Caja 3 lentes				
Eyesoft Toric	Tórica	Hioxifilcon A 55%	Rb: 8.60 Ø: 14.20 Cil: -0.75 / -2.25 p. 0.50 / 10º	Esf: +12.00 / +4.00 Pasos 0.50 Esf: +4.00 / -6.00 Pasos 0.25 Esf: -6.00 / -12.00 Pasos 0.50
Caja 3 lentes				
Eyesoft SiHi	Asférica	Genifilcon A 45%	Rb: 8.60 Ø: 14.20	Esf: +8.00 / +6.00 Pasos 0.50 Esf: +6.00 / -6.00 Pasos 0.25 Esf: -6.00 / -12.00 Pasos 0.50
Caja 3 lentes				
Eyesoft Toric SiHi	Tórica	Genifilcon A 45%	Rb: 8.60 Ø: 14.20 Cil: -0.75 / -2.25 p. 0.50 / 10º	Esf: +6.00 / -6.00 Pasos 0.25 Esf: -6.00 / -12.00 Pasos 0.50
Caja 3 lentes				

DESECHABLES DIARIAS

Producto	Compensación	Materiales	Parámetros	Potencia
Veraday	Asférica	Ocufilcon D 55%	Rb: NEG. 8.60 Rb: POS. 8.80 Ø: 14.20	Esf: +6.00 / +5.00 Pasos 0.50 Esf: +5.00 / -6.00 Pasos 0.25 Esf: -6.00 / -10.00 Pasos 0.50
Caja 30 lentes				
Caja 90 lentes				
Veraday Toric	Tórica	Ocufilcon D 55%	Rb: 8.70 Ø: 14.20 Cil: -0.75 / -1.25 / -1.75 20º / 90º / 160º / 180º	Esf: +0.00 / -6.00 Pasos 0.25 Esf: -6.00 / -10.00 Pasos 0.50
Caja 30 lentes				

LENTES MOLDEADAS:

DESECHABLES MENSUALES - FANTASÍA

Producto	Compensación	Materiales	Parámetros	Potencia
Veracolours	Asférica	Poly Hema 43%	Rb: 8.60	Esf: +0.00 / -6.00 Pasos 0.25
1 Lente			Ø: 14.20	Esf: -6.00 / -10.00 Pasos 0.50




TRUE SAPPHIRE



GREEN



GRAY



TURQUOISE



HONEY



AMETHYST

ACCESORIOS:



ACCESORIOS:

- VENTOSAS



DMV® Clásica:

La mejor elección para pacientes de Orto-k, también puede utilizar para cualquier lente rígidas permeables al gas. Se puede controlar la succión, sin riesgo de hacer succión en el ojo.

DMV® MagicTouch:

Tiene una perforación a lo largo del mango que permite al usuario accionar su capacidad de succión apretando el mango, sin riesgo de hacer succión en el ojo. El MagicTouch se puede utilizar tanto para la inserción como para la extracción de lentes de contacto rígidas permeables al gas.

DMV® Ultra:

Por su diseño se recomienda su uso en la extracción de lentes esclerales y lentes rígidas permeables al gas, aunque también se puede usar para la inserción de esos lentes.

DMV® 45°:

Comparte las características de DMV Ultra, con una modificación en el diseño de su mango, girado 45 grados con respecto a la copa para favorecer la visión del paciente.

DMV® Luma Serte Plus:

Está diseñada específicamente para la inserción de lentes esclerales, híbridas y lentes blandas. Hay dos opciones de usar este producto:

- 1) Cuando se conecta a una linterna, la luz crea un punto luminoso que sirve como fijación para la alineación con el ojo.
- 2) Los pacientes también pueden deslizarla en su dedo para ayudar con la destreza de insertar sus lentes esclerales o híbridas.

DMV® Escleral:

Por su diseño, se recomienda su uso en la inserción de lentes esclerales, lentes híbridas y lentes de contacto blandas. También se puede utilizar para la inserción y extracción de ojos protésicos.

DMV® Vented Escleral:

Comparte las características de DMV Escleral, con una modificación en el diseño de su mango, que se encuentra completamente ventilado para evitar cualquier succión.

DMV® Soft:

Se utiliza para la inserción y extracción de lentes de contacto blandas en personas que pueden tener uñas largas, manos ásperas o cualquier otro problema que dificulte el uso de métodos tradicionales de inserción y extracción. Tiene almohadillas de sujeción patentadas que se alinean estrechamente con la forma del ojo y acarician suavemente la superficie de la lente. Esto permite una extracción cómoda y segura de las lentes. Su extremo pequeño tiene una hendidura en forma de copa poco profunda que sujeta la lente blanda de forma segura para su inserción en el ojo.

ACCESORIOS:

- FLUORESCEÍNA I-DEW FLO



- Fluoresceína sódica en tiras monodosis de 1mg.
- Caja de 100 tiras estériles.
- Ideal para la observación de lesiones corneales o la adaptación de lentes de contacto.

- SCHIRMER IDEW TEAR STRIPS



- Caja de 100 tiras estériles.
- Las tiras Schirmer se utilizan para medir y registrar el volumen de lagrima, cuando se sospecha de sequedad.

- VARIOS

Filtro amarillo

Portalentes plano

Potalentes Escleral

EQUIPAMIENTO:



EQUIPAMIENTO:




NUEVO

Topógrafo Avanzado medmont meridia


El topógrafo avanzado medmont meridia está diseñado para mejorar los análisis de los pacientes y hacer crecer su consulta con NUEVAS opciones de evaluación clínica adaptadas a sus necesidades.

Esta plataforma, está disponible en dos modelos


Clásico y Profesional.




Glandulas Meibomio
Imagen



Cara Anterior
HD foto y video



Fluorograma
HD foto y video



Topografía
de Limbo a Limbo

- MAGNIFIER

Lámpara tipo Burton



- MESA ELEVADORA



Para más información o presupuestos, contacte con
comercial@interlenco.es o 91 534 10 79

DOCUMENTOS:



NEGATIVOS	RX GAFA	POSITIVOS	NEGATIVOS	RX GAFA	POSITIVOS
-3.75	4.00	4.25	-10.50	12.00	14.00
-4.00	4.25	4.50	-10.75	12.25	14.25
-4.25	4.50	4.75	-10.75	12.50	14.75
-4.50	4.75	5.00	-11.00	12.75	15.00
-4.75	5.00	5.25	-11.25	13.00	15.50
-5.00	5.25	5.50	-11.50	13.25	15.75
-5.25	5.50	6.00	-11.50	13.50	16.00
-5.50	5.75	6.25	-11.75	13.75	16.50
-5.50	6.00	6.50	-12.00	14.00	16.75
-5.75	6.25	6.75	-12.25	14.50	17.50
-6.00	6.50	7.00	-12.75	15.00	18.25
-6.25	6.75	7.25	-13.00	15.50	19.00
-6.50	7.00	7.75	-13.50	16.00	19.75
-6.75	7.25	8.00	-13.75	16.50	20.50
-7.00	7.50	8.25	-14.00	17.00	21.25
-7.00	7.75	8.50	-14.50	17.50	22.25
-7.25	8.00	8.75	-14.75	18.00	23.00
-7.50	8.25	9.25	-15.25	18.50	23.75
-7.75	8.50	9.50	-15.50	19.00	24.50
-8.00	8.75	9.75	-15.75	19.50	25.50
-8.00	9.00	10.00	-16.25	20.00	26.25
-8.25	9.25	10.50	-16.50	20.50	27.25
-8.50	9.50	10.75	-16.75	21.00	28.00
-8.75	9.75	11.00	-17.50	22.00	30.00
-9.00	10.00	11.25	-18.00	23.00	31.75
-9.25	10.25	11.75	-18.75	24.00	33.75
-9.25	10.50	12.00	-19.25	25.00	35.75
-9.50	10.75	12.25	-19.75	26.00	37.75
-9.75	11.00	12.75	-20.50	27.00	40.00
-10.00	11.25	13.00	-21.00	28.00	42.25
-10.00	11.50	13.25	-21.50	29.00	44.50
-10.25	11.75	13.75	-22.00	30.00	47.00

Dp	mm	Dp	mm	Dp	mm	Dp	mm
36.00	9.38	41.04	8.22	46.08	7.32	51.12	6.60
36.12	9.34	41.16	8.20	46.20	7.31	51.24	6.59
36.24	9.31	41.28	8.18	46.32	7.29	51.36	6.57
36.36	9.28	41.40	8.15	46.44	7.27	51.48	6.56
36.48	9.25	41.52	8.13	46.56	7.25	51.60	6.54
36.60	9.22	41.64	8.11	46.68	7.23	51.72	6.53
36.72	9.19	41.76	8.08	46.80	7.21	51.84	6.51
36.84	9.16	41.88	8.06	46.92	7.19	51.96	6.50
36.96	9.13	42.00	8.04	47.04	7.17	52.08	6.48
37.08	9.10	42.12	8.01	47.16	7.16	52.20	6.47
37.20	9.07	42.24	7.99	47.28	7.14	52.32	6.45
37.32	9.04	42.36	7.97	47.40	7.12	52.44	6.44
37.44	9.01	42.48	7.94	47.52	7.10	52.56	6.42
37.56	8.99	42.60	7.92	47.64	7.08	52.68	6.41
37.68	8.96	42.72	7.90	47.76	7.07	52.80	6.39
37.80	8.93	42.84	7.88	47.88	7.05	52.92	6.38
37.92	8.90	42.96	7.86	48.00	7.03	53.04	6.36
38.04	8.87	43.08	7.83	48.12	7.01	53.16	6.35
38.16	8.84	43.20	7.81	48.24	7.00	53.28	6.33
38.28	8.82	43.32	7.79	48.36	6.98	53.40	6.32
38.40	8.79	43.44	7.77	48.48	6.96	53.52	6.31
38.52	8.76	43.56	7.75	48.60	6.94	53.64	6.29
38.64	8.73	43.68	7.73	48.72	6.93	53.76	6.28
38.76	8.71	43.80	7.71	48.84	6.91	53.88	6.26
38.88	8.68	43.92	7.68	48.96	6.89	54.00	6.25
39.00	8.65	44.04	7.66	49.08	6.88	54.12	6.24
39.12	8.63	44.16	7.64	49.20	6.86	54.24	6.22
39.24	8.60	44.28	7.62	49.32	6.84	54.36	6.21
39.36	8.57	44.40	7.60	49.44	6.83	54.48	6.19
39.48	8.55	44.52	7.58	49.56	6.81	54.60	6.18
39.60	8.52	44.64	7.56	49.68	6.79	54.72	6.17
39.72	8.50	44.76	7.54	49.80	6.78	54.84	6.15
39.84	8.47	44.88	7.52	49.92	6.76	54.96	6.14
39.96	8.45	45.00	7.50	50.04	6.74	55.08	6.13
40.08	8.42	45.12	7.48	50.16	6.73	55.20	6.11
40.20	8.40	45.24	7.46	50.28	6.71	55.32	6.10
40.32	8.37	45.36	7.44	50.40	6.70	55.44	6.09
40.44	8.35	45.48	7.42	50.52	6.68	55.56	6.07
40.56	8.32	45.60	7.40	50.64	6.66	55.68	6.06
40.68	8.30	45.72	7.38	50.76	6.65	55.80	6.05
40.80	8.27	45.84	7.36	50.88	6.63	55.92	6.04
40.92	8.25	45.96	7.34	51.00	6.62	56.04	6.02

Paragon CRT

Consentimiento informado

¿Qué es CRT?

La lente nocturna CRT es una lente de contacto para su uso mientras duerme. La lente moldea la forma de la córnea de una manera sutil y controlada. El objetivo es corregir la miopía y por tanto durante el día no precisar del uso de gafas o lentillas.

Ventajas

- CRT ofrece independencia de gafas y lentes de contacto al no precisar de ningún medio compensador durante el día.
- El efecto de CRT es reversible. Una vez que deje de usarlos, la córnea volverá a su forma original.
- Los lentes CRT ralentizan la progresión de la miopía en los niños y adolescentes.

Posibles riesgos

- El uso de lentes de contacto siempre conlleva un posible riesgo de infección. En casos severos esto puede resultar en pérdida de visión. Por esta razón es importante que no use las lentes de contacto si sus ojos están enrojecidos o irritados. Pida consejo a su profesional de la visión.
- Existe la posibilidad de que no logre una visión óptima con CRT. Es imposible predecir cómo reaccionará cada ojo individual. Puede observar imágenes fantasmas o halos sobre todo en los primeros días de la adaptación.
- Los posibles riesgos de usar CRT no son mayores que otras formas de uso de lentes de contacto.

Nuestra responsabilidad

- Le proporcionaremos información detallada sobre el uso y mantenimiento de sus lentes de noche CRT y nos aseguraremos de que se respondan todas sus preguntas.
- Le mantendremos informado sobre nuevos conocimientos y posibles riesgos relacionados con el manejo de las lentes de contacto CRT y la miopía hasta ahora.
- Junto con los lentes, proporcionaremos un manual y una Información de Uso.

Tu responsabilidad

- Utilice únicamente los lentes recetados por su profesional.
- ¿Tiene los ojos rojos y/o le duelen? Quítese las lentes de contacto de inmediato. Si esto no mejora la situación, comuníquese con su profesional de control de miopía lo antes posible.
- Asegúrese de seguir todos los consejos de cuidado de lentes prescritos por su profesional oculista. Sus lentes, estuche y otros productos relacionados con las lentes de contacto nunca deben entrar en contacto con agua debido al mayor riesgo de contaminación microbiana.
- Lea atentamente su Información de Uso antes de comenzar a utilizar sus lentes de contacto.

Fecha: _____

Profesional:

Firma:

Paciente:

Firma:

Padre o tutor:

Firma:

INT-CI-CRT-R1

Senso Mini Esclera

Consentimiento informado

¿Qué es Senso Mini?

Las lentes Senso Mini son lentes de contacto rígidas permeables al gas esclerales. Se suministran especialmente para el tratamiento de la córnea irregular, sea esta como consecuencia de una ectasia corneal primaria como el queratocono o iatrogénica.

Ventajas

- Óptima comodidad por su apoyo en esclera y ausencia de contacto en la córnea.
- Excelente visión al corregir astigmatismos irregulares y aberraciones de alto orden.
- Puede ser fabricada con potencia esférica y tórica (toro anterior).

Posibles riesgos

- El uso de lentes de contacto siempre conlleva un posible riesgo de infección. En casos severos esto puede resultar en pérdida de visión. Por esta razón es importante que no use las lentes de contacto si sus ojos están enrojecidos o irritados. Pida consejo a su profesional de la visión.
- Para evitar las complicaciones derivadas de la acumulación de depósitos en la lente es importante seguir el régimen de reemplazo recomendado, utilizar el sistema de limpieza y mantenimiento proporcionado y no hacer sobreuso de ellas.

Nuestra responsabilidad

- Le proporcionaremos información completa sobre el uso y mantenimiento de sus lentes SENSO MINI, aclarando todas las dudas que puedan surgir.
- Le mantendremos informado sobre nuevos conocimientos relacionados con su problema visual, en la medida en que esta información le sea aplicable.
- Junto con los lentes, proporcionaremos un manual y una información de uso.

Su responsabilidad

- Utilice únicamente los lentes recetados por su profesional.
- ¿Tiene los ojos rojos y/o le duelen? Quítese las lentes de contacto de inmediato. Si esto no mejora la situación, comuníquese con su profesional de la visión lo antes posible.
- Asegúrese de seguir todos los consejos de cuidado de lentes prescritos por su profesional de la visión.
- Sus lentes, estuche y otros productos relacionados con las lentes de contacto, nunca deben entrar en contacto con agua debido al mayor riesgo de contaminación microbiana.
- Lea atentamente su información de uso antes de comenzar a utilizar sus lentes de contacto.

Fecha: _____

Profesional:

Firma:

Paciente:

Firma:

Padre o tutor:

Firma:

INT-CI-SENSO-R1

BYO Premium MC

Consentimiento informado

¿Qué es BYO Premium MC?

Las lentes BYO Premium MC se suministran especialmente para el tratamiento de la miopía. Son lentes de contacto blandas hechas a medida de reposición trimestral. La lente se calcula para adaptarse a cada ojo individual y es adecuada para esferas y cilindros elevados.

Ventajas

- Hecha a medida: óptima comodidad.
- Gracias al perfil de adición único, las lentes BYO Premium MC tienen un efecto inhibitor sobre el desarrollo de la miopía.
- Adecuadas para potencias y cilindros altos.

Posibles riesgos

- El uso de lentes de contacto siempre conlleva un posible riesgo de infección. En casos severos esto puede resultar en pérdida de visión. Por esta razón es importante que no use las lentes de contacto si sus ojos están enrojecidos o irritados. Pida consejo a su profesional de la visión.
- Puede observar imágenes fantasmas o halos sobre todo en los primeros días de la adaptación.

Nuestra responsabilidad

- Le proporcionaremos información completa sobre el uso y mantenimiento de sus lentes BYO Premium MC, y responderemos todas sus preguntas.
- Le mantendremos informado sobre nuevos conocimientos y posibles riesgos relacionados con el manejo de la miopía en la medida en que esta información le sea aplicable.
- Junto con las lentes, proporcionaremos una Información de uso y mantenimiento.

Tu responsabilidad

- Solo use las lentes de contacto según lo prescrito por su experto en control de miopía.
- ¿Tiene los ojos rojos y / o le duelen? Quítese las lentes de contacto de inmediato. Si la situación no mejora, comuníquese con su profesional de control de miopía lo antes posible.
- Asegúrese de seguir todos los consejos de cuidado de las lentes recetadas por su profesional.
- Asegúrese de seguir el cronograma determinado por su profesional.
- Sus lentes, estuche y otros productos relacionados con las lentes de contacto nunca deben entrar en contacto con el agua debido al mayor riesgo de contaminación microbiana.
- Lea atentamente su Información de Uso antes de comenzar a utilizar sus lentes de contacto.

Fecha: _____

Profesional:
Firma:

Paciente:
Firma:

Padre o tutor:
Firma:

INT-CI-BYOMC-R1

CONDICIONES GENERALES

- Todos los productos suministrados por Interlenco están sometidos a estas condiciones generales.
- La realización de un pedido conlleva la aceptación de estas condiciones generales.
- Todos los precios, en los distintos catálogos que proporciona Interlenco, son en EUROS y no incluyen IVA.
- Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
- La facturación general tendrá lugar el último día hábil del mes. Se facturarán todos los productos suministrados en dicho mes.
- Formas de Pago: el cliente deberá abonar el importe facturado siguiendo las condiciones pactadas con Interlenco. En caso de retraso en el pago, Interlenco podrá cambiar, sin previo aviso, las condiciones.

Las formas de pago disponibles son:

- Recibo domiciliado
- Reembolso, en este caso la facturación se realiza con cada envío.
- Al contado, el pago se realiza antes del envío de la mercancía.
- En caso de trabajar con BONO DE EUROS, tanto contratados como resultantes de un abono, los productos suministrados por Interlenco se descontarán de dicho BONO, independientemente del tipo de artículo.
- Los Envíos y Devoluciones de los productos suministrados por Interlenco serán a cargo del Cliente, PVO:

Península 3,30€ / Baleares 5,20€ / Ceuta y Melilla 6,80€
Canarias 7,05€ / Portugal 8,30€

LENTES FABRICACIÓN PROPIA

POLÍTICA DE CAMBIOS:

- Posibilidad de cambio gratuito por fallo en la adaptación, de todas las lentes fabricadas por Interlenco, en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de envío.
- Toda lente especial pedida por el adaptador de forma directa, sin consenso con los servicios profesionales no tiene derecho a cambio.
- Las lentes emblistadas una vez abiertas no admiten devolución ni cambio.
- Toda lente cambiada y no recibida en perfecto estado, incluido el embalaje, en el plazo de 45 días será cargada automáticamente.

POLÍTICA DE ABONOS:

- Todos los abonos se realizan en producto. Se genera un bono virtual sin caducidad.
- Toda lente especial pedida por el adaptador de forma directa, sin consenso con los servicios profesionales de Interlenco, no tiene derecho a abono.
- Para proceder a su abono, los productos deben estar en perfecto estado, lente y envase.
- En las lentes especiales el abono corresponderá al 70% del total del importe.

LENTE DISTRIBUCIÓN

PARAGON CRT:

- Precio especial por rotura de 25€ por lente. Siempre que la rotura surja dentro de los dos primeros meses tras el pedido inicial. A la hora de realizar el pedido se debe de indicar que es por rotura, facilitar el número de lote de la lente y devolver los trozos de la misma para su análisis.
- Todas las lentes se envían con cargo.
- Las lentes del DDS no tienen derecho a abono.
- Todos los abonos se realizan en producto. Se genera un bono virtual sin caducidad.
- Toda lente especial pedida por el adaptador de forma directa, sin consenso con los servicios profesionales no tiene derecho a abono.
- En las lentes especiales el abono corresponderá al 70% del total del importe.

CLIENTES CON BONO DE LENTES CRT:

- Todas las lentes tienen el mismo coste, esféricas y Dual Axis.
- El bono de lentes no tiene caducidad.
- Cargos y abonos repercuten en el bono de lentes:
 - Cargo resta lente. Salvo lentes de doble par.
 - Abono suma lente. Salvo lentes especiales.

ADAPTACIÓN SEGURA:

- Toda lente enviada en concepto de Adaptación Segura no devuelta en el plazo de 45 días, generará un nuevo cargo de 25€ por lente. Si pasados 90 días no se recibe la lente en perfecto estado, se procederá al cargo total de la misma.

PROCORNEA:

- Los productos de Procornea no tienen derecho a abono.
- Posibilidad de cambio gratuito por fallo en la adaptación, hasta un máximo de dos por pedido.
- Las lentes esclerales enviadas en concepto de prueba para realizar la adaptación, deberán ser devueltas en perfectas condiciones, lente y envase. De lo contrario se procederá a su cargo.
- Toda lente escleral enviada en concepto de prueba no devuelta en el plazo de 45 días, generará un nuevo albarán de 25€ por lente. Si pasados 90 días no se recibe la lente en perfecto estado, se procederá al cargo total de la misma.

LENTES MOLDEADAS

BLISTER DE PRUEBA:

- Los blister de lentes moldeadas gratuitos no pueden superar el 15% de las cajas enviadas. Una vez superado se facturarán.

CONTROL DE PARAMETROS

- Interlenco no se responsabiliza del posible deterioro de las lentes enviadas para rectificar.
- Interlenco no se responsabiliza de los portaleses enviados.
- Los controles de parametros, retoques o limpieza de lentes son a cargo del cliente, 10€ lente.
- Las lentes se devolverán con un informe.

